



## Der neue AlphaTrainer – Sprache, Aufmerksamkeit, Lernen aktiv fördern

Weitere Informationen zum Alpha-Trainer erhalten Sie  
unter [www.alphatrainer.meditech.de](http://www.alphatrainer.meditech.de)  
oder sprechen Sie uns an:



Langer Acker 7  
30900 Wedemark  
Tel.: +49-(0)5130-97778-0, Fax: -22

[service@meditech.de](mailto:service@meditech.de)  
[www.meditech.de](http://www.meditech.de)

## Lateral-Training PLUS - MediTECHs neuestes Produkt zur aktiven Lernförderung

Die bewährten Basismerkmale des Lateral-Trainings nach Warnke® wurden bei der Entwicklung des Alpha-Trainers übernommen und weiterentwickelt ...

- Anschlussbuchsen (zwei Mikrofone, zwei Kopfhörer, eine Verdunklungsbrille, CD-Spieler)
- Jede der Anschlussbuchsen ist mit Hilfe von Verteilern für das Gruppentraining erweiterbar.
- Abspielmöglichkeit von kunstkopfstereophonem Tonmaterial, Mono- und handelsüblichen Stereo-CDs.
- Einzel veränderbare Wander- und Haltezeiten – im Hören und im Sehen.
- Individuell veränderbare Lautstärken für Klient und Trainer.
- Erweiterter Wahrnehmungs-Trennschärfe-Trainer auch mit zwei zu unterscheidenden Lautkombinationen\*

## Jetzt Neu: MediTOOLS-Computerschnittstelle\*

- 👍 Vollständige Klienten- und Trainer-Verwaltung (Datenbank)
- 👍 Update des AlphaTrainers über die MediTOOLS
- 👍 Ansteuerung des Alpha-Trainers per Software



\* exklusiv in der Professional-Version vorhanden

## Geräte-Versionen im Vergleich ...

| Funktion   | Alpha-Trainer Professional  | Alpha-Trainer Home                | LT 3.0 L                            | AVT-7000 III          |
|--|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Konsonantenveredelung  | ein/aus + skalierbar  | ein / aus                         | ein / aus                           | ein / aus             |
| Wahrnehmungs-Trennschärfe-Trainer (zur sicheren Lautunterscheidung)  | diverse Einstellungen, > 400 Laut(-kombinationen)                             | nein                              | nur acht Silben, fixe Einstellungen | nein                  |
| Einstellbare Zeiten für Lateralisation   | 0,2 bis 64 sek.   | 0,2 bis 16 sek.                   | 0,2 bis 64 sek.                     | 0,2 bis 16 sek.       |
| Klienteneingabe  | beliebige Anzahl  | ein Klient                        | nein                                | nein                  |
| Trainereingabe   | beliebige Anzahl  | ein Trainer                       | nein                                | nein                  |
| Einstellbarkeit der Lateralen Weite  | ja  | nein                              | ja                                  | nein                  |
| Lautstärkeregelungen für Kopfhörer, Mikrofone, MP3, CD-Spieler usw.  | ja  | ja                                | ja                                  | ja                    |
| Kopfhörerlautstärke links - rechts getrennt  | ja  | ja                                | nein                                | nein                  |
| Stop-Funktion (Anhalten der Lateralisation)  | ja  | nein                              | ja                                  | nein                  |
| Kopfhörer-Anschlüsse   | 2 (je Buchse mit Kopfhörer-Verteiler KV-3-II auf je 6 Anschlüsse erweiterbar) |                                   |                                     |                       |
| Mikrofon-Anschlüsse  | 2 (je Buchse mit Mikrofon-Verteiler MV-1 auf je 6 Anschlüsse erweiterbar)     |                                   |                                     |                       |
| Verdunklungsanschluss (Brille)   | ja, Verdunklung skalierbar  | ja                                | ja                                  | ja                    |
| Kunstkopf-Stereophonie   | ja  | ja                                | ja                                  | ja                    |
| Frequenzbandtraining (Multi-Channel-Voice-Fusion MCVF)   | ja  | nein                              | nein                                | nein                  |
| Anschluss für CD-Spieler   | ja  | ja                                | ja                                  | ja                    |
| Anschluss für MP3-Spieler  | ja  | ja                                | nein                                | nein                  |
| Zuschaltbare Störgeräusche   | Zahlreiche Störgeräusche (ein / aus + skalierbar)                             | Rauschen (ein / aus + skalierbar) | Rauschen skalierbar)                | Rauschen (skalierbar) |
| Grafisch unterstützte Bedienführung  | ja  | ja                                | nein                                | nein                  |
| Schnittstelle zu MediTOOLS-Software (Einstellungen für Klienten und Trainer über Software steuer-/ änderbar) | ja  | nein                              | nein                                | nein                  |
| Bedienung über Folientastatur  | ja  | ja                                | nein                                | nein                  |
| Eingebaute SC-Speicherkarte  | ja  | ja                                | nein                                | nein                  |
| Lieferbar als Kofferlösung (eingebaut in Spezialkoffer)  | ja  | ja                                | ja                                  | ja                    |
| Aufrüstbarkeit auf höhere Version  | aktuell höchste Version   | ja                                | nein                                | nein                  |
| Aufnahmelautstärke steuerbar   | ja  | ja                                | nein                                | nein                  |
| Voreinstellungen für Kopfhörer- und Mikrofontypen  | ja  | ja                                | nein                                | nein                  |
| Gleichzeitiger Einsatz von zwei Eingangssignalen ohne weiteres Zubehör                                       | ja  | ja                                | nein                                | nein                  |

**MediTECH Electronic GmbH**

- Bestellannahme -  
Langer Acker 7  
30 900 Wedemark

**Bestellformular**

| Bestell-Nr.   | Bezeichnung und Kurzbeschreibung                                   | Stück-Preis (€)<br>inkl. MwSt. | Anzahl |
|---|--|--------------------------------|--------|
| 9025-Set  | AlphaTrainer Professional *<br>(ohne Zubehör sowie Übungsmaterial) | 995,00 Euro                    |        |
| 9026-Set  | AlphaTrainer Home *<br>(ohne Zubehör sowie Übungsmaterial)         | 695,00 Euro                    |        |
| <small>Alle Bestellungen erfolgen ausschließlich auf der Grundlage der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MediTECH Electronic GmbH.<br/>Jede Lieferung erfolgt zzgl. 6,95 € Versandpauschale – die Sendung ist transportversichert.</small> |  |                                |        |

\* Zusätzlich benötigen Sie Verbindungskabel zum Anschluss an einen CD-Spieler oder PC.  
Für das Lateral-Training werden technisches Zubehör wie Kopfhörer, Mikrofon, ... sowie Übungsmaterial (Ton- und Textmaterial) benötigt.

**Besteller:**

Kundennummer: .....

(Bei Änderungen der bestehenden Daten bitte eintragen: )

Name: .....

Praxis: .....

Straße: .....

PLZ + Ort: .....

Telefon: ..... - .....

Telefax: ..... - .....

Bestellung für obige Erzeugnisse:

Datum: .....

(Unterschrift)