

 **ZUKOR MEDIA
PLAYER™**

Der Ultimative Media Player

Der Zukor Media Player bietet Trainern die ultimative Auswahl, Flexibilität und Funktionen zur Nutzung nahezu aller Medientypen für das Feedback-Training.

Der Zukor Media Player kann Videos, Audio und Bilder in allen bekannten Dateiformaten sowie DVDs und CDs verarbeiten. Er verfügt über ein internes Kaleidoskop und kann (als Upgrade) auch mit YouTube-Videos umgehen.

Der Zukor Media Player bietet mehr als 20 Arten von hochqualitativen Feedbacks, vom einfachen Abspielen / Pausieren, Pixelierung, Lautstärke und Herauszoomen bis zu visuell anspruchsvollen Effekten wie Blasen, Doppelsicht, Schnee und Wirbeln.

Der Zukor Media Player erlaubt dem Trainer die Verwendung von 1 bis 16 Ereignissen zur Steuerung der gleichen Anzahl visueller Effekte oder Audio-Feedbackgeräuschen.

"Der Zukor Media Player

ist der anspruchsvollste

Player für Feedbacktraining."


– Samuel Turcotte
Präsident & CTO
Zukor Interactive

Medientypen


Der Zukor Media Player bietet dem Trainer eine fast unbegrenzte Auswahl an Medientypen, einschließlich DVD-Filme, alle verbreiteten Videoformate (AVI, MP4, WMV usw.), Audio-CDs, Audio-Dateien (MP3, WAV usw.), Bilder / Fotos (JPEG, GIF, PNG usw.), ein internes Kaleidoskop plus Streaming von YouTube-Videos (als Upgrade-Option).



Herauszoomen



Unschärfe



Enthüllen (Foto-Puzzle)




Funken



Vignette




Graustufen



Hue



Overlay (Schachbrettmuster)



Kaleidoskop

Feedbacktypen

Das folgende Feedback kann pro Ereignis individuell oder kombiniert für bis zu 16 Ereignisse verwendet werden.

- Unschärfe
- Graustufen
- Schnee
- Blasen
- Hue
- Glitzer
- Farbe
- Overlay
- Schnörkel
- Kontrast
- Pixelierung
- Vignette
- Doppelsicht
- Abspielen/Pause
- Lautstärke
- Feuer
- Regen
- Wirbel
- Fischeuge
- Enthüllen (Puzzle)
- Herauszoomen
- Frost
- Rauch

Optionen für auditorisches Feedback

Trainer können aus einer breiten Palette hochqualitativer Sounds auswählen - von Musikinstrumenten und synthetischen Quellen, einschließlich MIDI.

Die Verzögerung für die Feedbackgeräusche kann in Millisekunden eingestellt werden. Die Lautstärke der Sounds kann unabhängig vom. Soundtrack angepasst werden.

Es gibt eine Option für "feedbackgesteuerte Lautstärke". Die Lautstärke hängt dann davon ab, wie gut ein Kriterium erfüllt wird.



EINSTELLUNG HERAUSZOOMEN



Feedback-Einstellungen

Jeder Feedbacktyp kann hinsichtlich der Update-Rate in Millisekunden, des minimalen und maximalen Betrags, der Anpassung nach Betrag und weiteren einzigartigen Einstellungen für jeden Feedbacktyp angepasst werden.

MODALITÄT



Voreingestellte Modalitäten & Modalitätseditor

Zukor Media Player funktioniert mit allen Modalitäten von Neuro- und Biofeedbacktraining, einschließlich Z-Score, 3-Band "SMR" Neurofeedback, HRV, BVP, EKG, GSR, Atmung und Temperatur. Die bekanntesten Modalitäten sind bereits voreingestellt und können über eine einfache Liste ausgewählt werden.

Der Modalitätseditor von Zukor Media Player erlaubt dem Trainer die Erstellung zusätzlicher Modalitäten, mit 1 bis 16 Ereignissen.