

BALANCE SYSTEM

	MediBalance Pro	MediBalance Pro mit Zukor
Parameter / parameters	empfohlen / recommended	empfohlen / recommended
Computer / computer	Laptop oder PC mit der Möglichkeit der gesonderten Ansteuerung eines zweiten Monitors / Laptop or PC with use of a second monitor	Laptop oder PC mit der Möglichkeit der gesonderten Ansteuerung eines zweiten Monitors / Laptop or PC with use of a second monitor
Prozessor / processor	min. 2,2 GHz Dual Core Prozessor - oder vergleichbar / or equivalent	Quad-Core Prozessor, Intel i5
Arbeitsspeicher (RAM) / main memory	4 GB	4 GB (8 GB)
Festplattenspeicher / hard disc	2 GB	>500 GB Festplattenspeicherkapazität auf Laufwerk C:\, um Videos, Sitzungsdaten und mehr speichern zu können / >500GB on drive C:\ for saving videos
Betriebssystem / operation system	Windows Vista / 7 (32/64 Bit) / 8 (32/64 Bit) / 10	Windows 10 Pro, Enterprise Windows 8 Pro, Enterprise Windows 7 Home Premium, Professional oder Enterprise oder Ultimate mit SP1
Software / software	nicht erforderlich / not necessary	nicht erforderlich / not necessary
Bildschirm 1 / screen 1	1.024 x 768	1.280 x 720
Bildschirm 2 / screen 2	nicht erforderlich / not necessary	1.920 x 1.080 (Widescreen)
Video- und Grafikkarte / video- and graphic board	128 MB, die DirectX 9.0 X und das Shader Modul 1.1 unterstützt / which facilitates DirectX 9.0 and shader module 1.1	mind. 1 GB dedizierter Speicher (Beispiel: ATI Radeon 5770, mit 1.280 x 1024 Auflösung und Dual-Monitor-Unterstützung) / 1GB decided storage
Soundkarte / sound card	32 Bit	onboard-Chipsatz ok, separate Soundkarte führt in der Regel zu besseren Audioergebnissen / onboard ist fine, for better sound use an external sound card
Bedienung / handling	Tastatur, Maus / keyboard, mouse	Tastatur, Maus / keyboard, mouse
USB-Anschlüsse / USB connection	USB 2.0	USB 2.0
Weiteres Zubehör / forward fittings	Drucker / printer CD-ROM-Laufwerk / CD-ROM device	Drucker / printer CD-ROM-Laufwerk / CD-ROM device Stereokopfhörer mit Mikrofon / stereo headphone with microphone
DVD-Laufwerk / DVD device	empfohlen / recommended	empfohlen / recommended
Internetzugang / internet access	schnelle Internetverbindung / fast internet	schnelle Internetverbindung / fast internet
Weitere Hinweise / forward hints		Alle Windows-Updates müssen vor Installation durchgeführt und abgeschlossen sein / all windows updates has to be fully completed
Tools zur Überprüfung / examination tools		http://zukor.com/interactive/specs_detector/PC_Specs_Detector.exe

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand:

27.10.2017

Subject to change without notice and errors excepted. Up to date:

27.10.2017