

EYETRACKING

	Eyetracking	Eyetracking
Parameter / parameters	empfohlen / recommended	empfohlen / recommended
Computer / computer	Dell Precision M4800	Dell Precision 7510
Prozessor / processor	CPU: Intel™ Core i7	CPU: Intel® Core i7-6920HQ
Arbeitsspeicher (RAM) / main memory	RAM: 8GB (2x4GB) 1600MHz DDR3	RAM: 8GB (1x8GB) 1600MHz DDR3
Festplattenspeicher / hard disc	2.5-inch SATA-hard drive 750 GB @ 7,200 RPM	2.5-inch SATA-hard drive min 750 GB or SSD (preferred)
Betriebssystem / operation system	OS: Windows 7 Professional 64-Bit	OS: Windows 10 Professional 64-Bit
Software / software	D-LAB Software	D-LAB-Software
Bildschirm 1 / screen 1	1.280 x 1.024	1.280 x 1.024
Bildschirm 2 / screen 2	nicht erforderlich / not necessary	nicht erforderlich / not necessary
Video- und Grafikkarte / video- and graphic board	NVIDIA Quadro K2100M 2GB GDDR3	NVIDIA Quadro M1000M (2GB GDDR5)
Soundkarte / sound card	nicht erforderlich / not necessary	nicht erforderlich / not necessary
Bedienung / handling	Tastatur, Maus / keyboard, mouse	Tastatur, Maus / keyboard, mouse
USB-Anschlüsse / USB connection	USB 3.0	USB 3.0
Weiteres Zubehör / forward fittings	nicht erforderlich / not necessary	nicht erforderlich / not necessary
DVD-Laufwerk / DVD device	empfohlen / recommended	empfohlen / recommended
Internetzugang / internet access	Intel™ Centrino Ultimate-N 6300 Minicard (802.11 a/b/g/n 3x3, half height)	Wifi: Intel Wireless 8260 (802.11ac) + Bluetooth 4.1
Weitere Hinweise / forward hints	Die Firma Ergoneers hat zwei Laptops autorisiert, auf denen das System fehlerfrei funktioniert. Andere Laptops sind möglich, müssen jedoch kompatibel sein. Bitte halten Sie Rücksprache mit der MediTECH - wir testen Ihr System gerne für Sie. / Ergoneers has authorised two Laptops with faultless use. Other Laptops are possible but had to be compatible. Please contact MediTECH - we will test your system for you.	Die Firma Ergoneers hat zwei Laptops autorisiert, auf denen das System fehlerfrei funktioniert. Andere Laptops sind möglich, müssen jedoch kompatibel sein. Bitte halten Sie Rücksprache mit der MediTECH - wir testen Ihr System gerne für Sie. / Ergoneers has authorised two Laptops with faultless use. Other Laptops are possible but had to be compatible. Please contact MediTECH - we will test your system for you.
Tools zur Überprüfung / examination tools		

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand:

23.09.2016

Subject to change without notice and errors excepted. Up to date:

23.09.2016