




Schnellstart-Anleitung

Damit die *BrainCentral*-App das *BrainCentral*-Gerät möglichst schnell finden kann, empfehlen wir folgende Schnellstart-Vorgehensweise:

1. Gerät einschalten.



2. Etwa 20 Sekunden warten.
3. App am Tablet starten.



In der Wartezeit können Sie ja das Gerät mit den Headsets verbinden, sollte dies nicht bereits geschehen sein.

Diese Schnellstart-Anleitung ersetzt nicht das Lesen, Verstehen und Beachten der Gebrauchsanweisung – vor allem nicht der darin enthaltenen Sicherheitshinweise inkl. Einsatzort und -zweck.

Med/TECH Electronic GmbH
Langer Acker 7
D-30900 Wedemark (Region Hannover)

Telefon: +49 (0)5130-97778-0
Fax: +49 (0)5130-97778-22
E-Mail: service@meditech.de
Internet: www.meditech.de

Quick start: *BrainCentral*





Quick start guide


To ensure that the *BrainCentral* app can find the *BrainCentral* device as quickly as possible, we recommend the following quick start procedure:

1. Switch on the device.

Power ON switch

Only use to switch off in exceptional cases!

Operating light



2. Wait about 20 seconds.
3. Launch the app on your tablet.



While you are waiting, you can connect the device to the headsets if you have not already done so.

These quick start instructions are not a substitute for reading, understanding and observing the instructions for use - especially not the safety instructions contained therein, including the place and purpose of use.



Skrócona instrukcja obsługi


Aby aplikacja *BrainCentral* mogła jak najszybciej znaleźć urządzenie *BrainCentral*, zalecamy wykonanie poniższej procedury szybkiego uruchamiania:

1. Włącz urządzenie.

Włącznik

Wyłączanie tylko w wyjątkowych przypadkach!

Światło robocze



2. Oczekaj około 20 sekund.
3. Uruchom aplikację na tablecie.



Podczas oczekiwania można podłączyć urządzenie do zestawu słuchawkowego, jeśli nie zostało to jeszcze zrobione.

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi nie zastępuje przeczytania, zrozumienia i przestrzegania instrukcji obsługi - w szczególności zawartych w niej instrukcji bezpieczeństwa, w tym dotyczących miejsca i celu użytkowania.



Guide de démarrage rapide


Pour que l'application *BrainCentral* puisse trouver le dispositif *BrainCentral* le plus rapidement possible, nous vous recommandons la procédure de démarrage rapide suivante :

1. Allumer l'appareil.

Interrupteur de mise en marche

À n'utiliser qu'exceptionnellement pour éteindre l'appareil !

Témoin de fonctionnement



2. Attendre environ 20 secondes.
3. Lancez l'application sur votre tablette.



Pendant le temps d'attente, vous pouvez connecter l'appareil aux casques, si ce n'est pas déjà fait.

Ce guide de démarrage rapide ne remplace pas la lecture, la compréhension et le respect du mode d'emploi - en particulier des consignes de sécurité qu'il contient, y compris le lieu et le but d'utilisation.