



***Der neue AlphaTrainer –
Sprache, Aufmerksamkeit, Lernen aktiv fördern***



Liebe Interessenten,

als Fachleute begegnen Sie täglich Klienten mit höchst unterschiedlichen Problemstellungen. Aus Ihrem Erfahrungsschatz suchen Sie – oft erfolgreich – bestmögliche Lösungen. Doch auch Sie stoßen immer wieder an Grenzen: Neue Behandlungs- und Trainingsmöglichkeiten erschließen sich Ihnen mit dem Lateraltraining.

- ↳ Artikulationsstörungen in der Sprachtherapie lassen sich mit dem Lateraltraining schnell und überdauernd bewältigen.
- ↳ Aufmerksamkeit und Konzentration fördern Sie aktiv bei Schülern, aber auch bei Schlaganfallpatienten.
- ↳ Sprachstörungen (SES, SEV) lassen sich ebenso zielgerichtet behandeln wie bestimmte neurologische Beeinträchtigungen.
- ↳ Vom Down-Syndrom-Kind bis zum Autisten: In vielen Einzelfällen erweist sich das Lateraltraining immer wieder als wirkungsvoll.

Mehr als 2.000 Fachleute arbeiten mittlerweile mit dem von der Medizinischen Hochschule Hannover geprüften Warnke®-Verfahren – Sie auch?

Mehr als ein Drittel aller Schulanfänger zeigen erhebliche Auffälligkeiten in Sprache, Wahrnehmung und Motorik. Sie benötigen erheblichen zusätzlichen Förderbedarf; gleichzeitig werden Ressourcen der Schulen immer knapper.

Das Warnke®-Verfahren bietet Ihnen die Möglichkeit, mit weniger Zeitaufwand bestmögliche Förderung anzubieten. Eingebettet in ein praktisch umsetzbares und bewährtes Förderprogramm bieten Sie Ihren Schülerinnen und Schülern die Hilfe, die sie verdienen. So verbesserten etwa LRS-Schüler in einer Studie des Kultusministeriums Thüringen ihre Fehlerzahl in nur vier Monaten um mehr als 40 Prozent.




aus: Hannoversche Allgemeine Zeitung, 4.5.2009
Mehr als jedes dritte Kind in der Region Hannover braucht bei der Einschulung eine Therapie oder zumindest spezielle Förderung durch die Eltern. „Die Zahl von 38 Prozent ist erschreckend“, sagt Alisa Bach, Leiterin des Fachbereichs Jugend der Region. Bei den Schuleingangsuntersuchungen für die jetzigen Erstklässler hatten die Ärztinnen 10.550 Kinder untersucht. Bei 29 Prozent von ihnen entdeckten die Ärztinnen Defizite beim Sehen, Hören, in Wahrnehmung, Sprache, Motorik oder Verhalten. Weitere neun Prozent befanden sich bereits in Therapie. 26 Prozent der angehenden Erstklässler hatten Probleme mit Wortschatz, Satzbildung oder Aussprache. Weitere elf Prozent waren bereits in Behandlung.

Das Lateral-Training fördert die Verarbeitung von Sprache im Gehirn

Kinder und Jugendliche mit beeinträchtigter neurologischer Verarbeitung und Wahrnehmung leiden häufig zusätzlich unter Schulproblemen. Das Lateraltraining in der Logopädie / Sprachtherapie behandelt Ursachen, schafft Sicherheit und Kompetenz und führt auch zum Schulerfolg.

Schlaganfallpatienten lernen dank Lateral-Training neu den sicheren Umgang mit ihrer Muttersprache. Wortfindungsstörungen oder etwa verschliffene Aussprache lassen sich mit dem Lateral-Trainer wirkungsvoll behandeln.



Lateraltraining in der Ergotherapie

Ganzheitliche Wahrnehmung fördern ist ein ureigenes Ziel erfolgreicher Ergotherapie. Lateraltraining bietet Ihnen hier wie kaum ein anderer Ansatz zielgerichtet Behandlungsmöglichkeiten auf allen Sinnesebenen.

Lateral-Training PLUS - MediTECHs neuestes Produkt zur aktiven Lernförderung

Die bewährten Basismerkmale des Lateral-Trainings nach Warnke® wurden bei der Entwicklung des Alpha-Trainers übernommen und weiterentwickelt ...

- Anschlussbuchsen (zwei Mikrofone, zwei Kopfhörer, eine Verdunklungsbrille, CD-Spieler)
- Jede der Anschlussbuchsen ist mit Hilfe von Verteilern für das Gruppentraining erweiterbar.
- Abspielmöglichkeit von kunstkopfstereophonem Tonmaterial, Mono- und handelsüblichen Stereo-CDs.
- Einzel- veränderbare Wander- und Haltezeiten – im Hören und im Sehen.
- Individuell veränderbare Lautstärken für Klient und Trainer.
- Erweiterter Wahrnehmungs-Trennschärfe-Trainer auch mit zwei zu unterscheidenden Lautkombinationen*

Geräte-Versionen im Vergleich ...

Jetzt Neu: MediTOOLS-Computerschnittstelle*

- 👍 Vollständige Klienten- und Trainer-Verwaltung (Datenbank)
- 👍 Update des AlphaTrainers über die *MediTOOLS*
- 👍 Ansteuerung des AlphaTrainers per Software



* exklusiv in der Professional-Version vorhanden

Funktion	Alpha-Trainer Professional	Alpha-Trainer Home	LT 3.0 L	AVT-7000 III
Konsonantenveredelung	ein/aus + skalierbar	ein / aus	ein / aus	ein / aus
Wahrnehmungs-Trennschärfe-Trainer (zur sicheren Lautunterscheidung)	diverse Einstellungen, > 400 Laut(-kombinationen)	nein	nur acht Silben, fixe Einstellungen	nein
Einstellbare Zeiten für Lateralisation	0,2 bis 64 sek.	0,2 bis 16 sek.	0,2 bis 64 sek.	0,2 bis 16 sek.
Klienteneingabe	beliebige Anzahl	ein Klient	nein	nein
Trainereingabe	beliebige Anzahl	ein Trainer	nein	nein
Einstellbarkeit der Lateralen Weite	ja	nein	ja	nein
Lautstärkeregelungen für Kopfhörer, Mikrofone, MP3, CD-Spieler usw. getrennt	ja	ja	ja	ja
Kopfhörerlautstärke links - rechts getrennt	ja	ja	nein	nein
Stop-Funktion (Anhalten der Lateralisation)	ja	nein	ja	nein
Kopfhörer-Anschlüsse	2 (je Buchse mit Kopfhörer-Verteiler KV-3-II auf je 6 Anschlüsse erweiterbar)			
Mikrofon-Anschlüsse	2 (je Buchse mit Mikrofon-Verteiler MV-1 auf je 6 Anschlüsse erweiterbar)			
Verdunklungsanschluss (Spezialbrille)	ja, Verdunklung skalierbar	ja	ja	ja
Aufnahmen in Kunstkopf-Stereophonie einsetzbar	ja	ja	ja	ja
Frequenzbandtraining (Multi-Channel-Voice-Fusion MCVF)	ja	nein	nein	nein
Anschluss für CD-Spieler	ja	ja	ja	ja
Anschluss für MP3-Spieler	ja	ja	nein	nein
Zuschaltbare Störgeräusche	Störgeräusche (ein / aus + skalierbar)	Rauschen (ein / aus + skalierbar)	Rauschen (skalierbar)	Rauschen (skalierbar)
Grafisch unterstützte Bedienführung	ja	ja	nein	nein
Schnittstelle zu <i>MediTOOLS</i> -Software (Einstellungen für Klienten und Trainer über Software steuer-/ änderbar)	ja**	nein	nein	nein
Bedienung über Folientastatur	ja	ja	nein	nein
Eingebaute SD-Speicherkarte	ja	ja	nein	nein
Lieferbar als Kofferlösung (eingebaut in Spezialkoffer)	ja	ja	ja	ja
Updatefähigkeit	ja	ja	nein	nein
Aufnahmelautstärke steuerbar	ja	ja	nein	nein
Voreinstellungen für Kopfhörer- und Mikrofontypen	ja	ja	nein	nein
Gleichzeitiger Einsatz von zwei Eingangssignalen	ja	ja	nein	nein

** Basisfunktionalität mit *MediTOOLS*: Austausch von Klienten- und Trainerdaten

Welches Material benötigen Sie für das Training?

Hier finden Sie eine Übersicht über praxiserprobte Sets, die Ihnen ein Zusammenstellen Ihrer Ausstattung erleichtern. Selbstverständlich können wir gemeinsam auch Sets zusammenstellen, die Ihren Anforderungen maßgeschneidert entsprechen. Für das Training ist alters- und anforderungsgerechtes Übungsmaterial erforderlich. Beispiele für Sets finden Sie ebenfalls hier aufgeführt.

... für den professionellen Einsatz ...

Bezeichnung	Art.-Nr.
AlphaTrainer Professional* (inkl. Netzteil und Anleitung)	9025-Set

Bewährte Zusammenstellungen

Bezeichnung	Art.-Nr.
AlphaTrainer Professional Standard-Lösung im Koffer	10090-Set
Inhalt: AlphaTrainer Professional; CD-Spieler; Verbindungskabel; 2 x Kopfhörer MT-70-II; 2 x Mikrofone MT-DS-50; Spezialbrille; Das Material ist platzsparend in einem Koffer eingebaut.	
AlphaTrainer Professional Profi-Lösung im Koffer	10091-Set
Inhalt: AlphaTrainer Professional; CD-Spieler; Verbindungskabel; 1 x Kopfhörer MT-70-II; 1 x Mikrofon MT-DS-50, 1 x Hörsprechgarnitur MT-HS-801; Spezialbrille; Mikrofon-Verteiler; Kopfhörer-Verteiler; Das Material ist platzsparend in einem Koffer eingebaut.	
Übungsmaterial für den professionellen Einsatz	10028
Inhalt: Gi em Aus; Bo-im-Eis-Geschichten; 28 Lachgeschichten; Die schönsten Leselöwen-Geschichten; Babsi, Tobi und Co.; Mein Freund, der Hifino; Jabberwocky; Artikulations-CD, Kinderlieder-CD	

... für den häuslichen Einsatz ...

Bezeichnung	Art.-Nr.
AlphaTrainer Home* (inkl. Netzteil und Anleitung)	9026-Set

Bewährte Zusammenstellungen

Bezeichnung	Art.-Nr.
AlphaTrainer Home Standard-Lösung	10080-Set
Inhalt: AlphaTrainer Home, CD-Spieler; Verbindungskabel; Spezialbrille; 2 x Kopfhörer MT-70 II; 2 x Mikrofone MT-DS-50	
AlphaTrainer Home Kofferlösung	10081-Set
Inhalt: AlphaTrainer Home, CD-Spieler; Verbindungskabel; Spezialbrille; 1 x Kopfhörer MT-70 II; 1 x Hörsprechgarnitur MT-801; 1 x Mikrofon MT-DS-50; Das Material ist platzsparend in einem Koffer eingebaut.	
Übungsmaterial für das häusliche Training	10037
Inhalt: Gi em Aus; Bo-im-Eis-Geschichten; 28 Lachgeschichten; Die schönsten Leselöwen-Geschichten; Babsi, Tobi und Co.; Mein Freund, der Hifino	

* Zusätzlich benötigen Sie Verbindungskabel zum Anschluss an einen CD-Spieler oder PC. Diese Kabel sind in den oben beschriebenen bewährten Zusammenstellungen bereits enthalten.

Informationen über das Forschungsprojekt:

www.alphatrainer.meditech.de

Weitere Informationen:

MediTECH Electronic GmbH
Langer Acker 7
D-30900 Wedemark
www.meditech.de

Tel.: +49-(0)5130-97778-0
Fax: +49-(0)5130-97778-22
service@meditech.de