



Infolge des End of Life von Adobe Flash Player sind Flash-Videos in den BioGraph Infiniti-Suiten nicht mehr funktionsfähig. Das bedeutet, dass jedes verwendete Feedback-Flash-Video, egal wie groß oder klein, deaktiviert ist.

In den nächsten Tagen werden wir einen Software-Patch (pro Suite) ankündigen, den Sie herunterladen können, in dem die Flash-Videos in AVI umgewandelt werden. Diese werden in der Reihenfolge der Suitenpriorität veröffentlicht werden. Letztendlich werden alle Suiten aktualisiert und mit einer neuen Version freigegeben.

Für unsere Kunden, die BioGraph für Feedback-Sitzungen nutzen, empfehlen wir, von Feedback-mit-Flash-Animationen auf die bereits vorhandenen Feedback-mit-Instrumenten-Bildschirme umzusteigen. Dies kann für die 360 Suite, die DeStress Solution und die Peak Performance Suite funktionieren.

Die Patches werden auf unserer Website in unserem Downloadbereich bereitgestellt: [Downloadseite](#).

Wir möchten Ihnen versichern, dass es sich hierbei um eine vorübergehende Verzögerung handelt, da unser Team aktiv an der Freigabe dieser Patches arbeitet, und danken Ihnen für Ihre Geduld während dieses Ausnahmefalls.